

E info@anymedi.com
P +82-2-6951-1311

서울 송파구 올림픽로35길 137
한국광고문화회관 11층 2호 (05510)
137 Olympic-ro 35-gil, 11th Floor,
Korea Broadcaster Center,
Songpa-gu, Seoul,
South Korea (05510)



innofit

Innovation For Your Beauty

Premium Value

Perfect Fit

Precision Surgery

Less Side Effect

A paradigm shift for premium plastic surgery

애니메디솔루션(주)의 맞춤형 코 보형물, innofit

해부학적 공간정보를 반영하여 맞춤 설계된 innofit은
개인이 가진 자연스러운 아름다움을 이끌어 냅니다.

의료진의 노하우, 환자의 참여, 그리고 디지털 기술로 완성되는 innofit.
의료진의 편의성과 환자의 만족도를 높이는 차세대 프리미엄 코 보형물입니다.



정밀 의료를 구현하는 기업, 애니메디솔루션(주).
애니메디솔루션(주)은 3D 프린팅 및 인공지능 기술 기반
환자 맞춤형 의료기기를 개발·제조·판매하고
클라우드형 서비스 플랫폼을 제공합니다.



700+
임상 적용 사례



12건+
국내 특허 등록




20건+
논문 보유


We create the 'FIT' for both patient and hospital

Perfect Quality

차원이 다른 핏을 선보이는, 이노핏만의 섬세한 기술





기성품
규격화된 형태로,
보형물 틀어짐/
들뜸 현상 발생



innofit
이노핏 CT 영상 분석
및 3D 모델링으로
해부학적 구조를 반영,
안정적인 밀착감 제공


Patient-specific Design

이상적인 코성형을 위한, 이노핏만의 유연한 맞춤 디자인



맞춤형 디자인

가상수술 S/W를 활용하여
환자와 의료진이 직접
성형 디자인을 구현합니다.



정확한 밀착

CT 기반 해부학적
맞춤으로 보형물의 밀착력을
향상시킵니다.



수술 편의성 향상

카빙 시간 최소화로
수술 시간을 단축시킵니다.




수술 후 만족도 제고

보형물의 안정적 밀착과
수술 시간 단축으로 뛰어난 임상
예후를 기대할 수 있습니다.

Design Case

이노핏은 규격 범위 내에서
다양한 디자인이 가능하며,
어려운 케이스의 디자인도
맞춤 제작이 가능합니다.




Service Platform

맞춤 핏을 구현하기까지, 이노핏만의 차별화된 제작과정

이노핏은 환자와 의료진 모두의 의견을 반영하여 가장 이상적인 형태로 제작됩니다.


Process Step ▶

Step 1



맞춤 보형물 제작을 위해 CT 촬영을 진행합니다.

Step 2



환자는 이노핏 가상수술 S/W로 코 모양을 직접 디자인하고, 이상적인 형태를 구현합니다.

Step 3



의료진은 환자와의 심층 상담을 통해 수술계획을 결정합니다.

Step 4



환자·의료진의 요구사항이 반영된 보형물이 주문·제작됩니다.

Step 5



이노핏 코 보형물을 적용해 수술을 진행합니다.



프리미엄 코 성형 시장의 새로운 패러다임

병원 홍보 및 시장 선점

이노핏 특징점을 활용하여, 프리미엄 코 성형 시장의 리더 브랜드로 자리매김 하십시오.


인지도 제고 및 잠재고객 확보

본사의 적극적인 마케팅 지원을 통해 병원의 인지도 제고는 물론, 잠재 고객을 확보하실 수 있습니다.

Software

환자가 원하는 디자인을 구현하는, 이노핏만의 가상수술 S/W

원하는 스타일을 구현



일반/고급 모드로 코의 높이, 폭 등 조정

다양한 스타일 저장



다양한 가상수술 디자인을 저장

전후 비교




원본과 가상수술 후 이미지 비교

소프트웨어를 통한 의사·환자의 양방향 가상성형
환자의 요청 ▶ 의사의 판단 ▶ 이노핏 제작까지 최적화된 프로세스 확보

Surgical Support


최상의 수술결과를 위한 지원



수술 시

가이드

계획한 코 모양에 맞춘 가이드로 수술을 진행하면서 코의 높이나 모양새를 점검할 수 있습니다.



수술 후

부목

계획한 코 모양을 유지시켜주는 부목으로 최상의 수술결과를 만들기 위해 수술 후 까지 관리합니다.

